

GM egy légkamrás antidecubitus ülőpárna GM két légkamrás antidecubitus ülőpárna

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza!



ÁTVÉTEL

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - lehetőleg az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a csomag a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg! Ellenőrizze, nincs-e látható sérülése a terméknek! Ha bármilyen sérülést lát, vagy hibát gyanít, ne használja a terméket, hanem lépjen kapcsolatba a gyártóval!

TERMÉKLEÍRÁS

A GM antidecubitus ülőpárna kiválóan alkalmazható kemény felületen az ülő pozíció javítására és felfekvés megelőzésére.

Használható: kerekesszékekben, autóülésen, padon, széken és bármilyen egyéb ülőfelületen.

Az ülőpárna egy közös alapra helyezett több egymással összeköttetésben lévő, levegővel töltött, szilikongél tetejű, hőre lágyuló poliuretán cellákból áll.

Használat közben a felhasználó súlya terheli az egyes cellákat, aminek következtében a nagyobb nyomású cellákból a kisebb nyomású cellákba áramlik a levegő.

Ennek következtében a nyomás eloszlik, és a párna felveszi a test formáját, illetve fenntartja a megfelelő helyzetet. Az ülő személy testsúlyának egyenletes eloszlásával javítható, a nagy nyomásnak kitett puha szövetek vérkeringése, megakadályozva ezzel a felfekvés panaszok kialakulását.

A párna huzatának felső rétegét fényes dzsörzé borítás fedi, az alsó rétege vízzáró poliuretán. A párnahuzat mosható és fertőtleníthető. A belső rész nem szív magába nedvességet, ezért inkontinens betegek részére is ajánlott. A párnahuzat megelőzi a bőr irritációját és kidörzsölését, továbbá lehetővé teszi a levegő áramlását a test és a párna között.

Indikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére, érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges.

Összsúly: ~1,6 kg

Maximális teherbírás: 130 kg, mérettől függetlenül

Méretek:

- egy légkamrás: 40x40 cm
- két légkamrás: 40x40 cm
- két légkamrás: 40x45 cm

Tartozékok: párnahuzat, kézipumpa

TERMÉKHASZNÁLAT

Előkészítés használatra:

1. Terítse ki a szövet ülőpárnát egyenletesen egy kemény, síkfelületre úgy, hogy a sima, szaténos oldal felfelé nézzen.
2. A párnahuzatba helyezésének megkezdéséhez óvatosan hajtsa a párna két felső sarkát (a légszelepek nélküli oldalakat) a közepe felé.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a légszelep(-ek) a huzat nyílásánál helyezkedjen(ek) el.
3. Csúsztassa az ülőpárnát a huzatba, amíg az teljesen laposan el nem helyezkedik a huzat belsejében.
4. Zárja le a légszelepeket mindkét oldalon, majd óvatosan vezesse be őket a huzatba. Keresse meg a huzat sarkain található két szelepnylást, és vezesse át rajtuk a légszelepeket.

- Helyezze a pumpa csúcsát elég mélyen a légszelepbe ahhoz, hogy a szelep belsejében lévő levegő zár-biztonsági mechanizmus kinyíljon. Miután a biztonsági zár kinyílt, pumpáljon levegőt mindkét légkamrába. Kezével ellenőrizze a párna keménységét, és addig pumpáljon, amíg el nem éri a kívánt alátámasztási szintet.
- A párna leeresztéséhez vagy az alátámasztás mértékének beállításához fordítsa el oldalra a légszelepet, hogy kinyíljon a biztonsági szelep, majd nyomja le.
- Zárja le a huzatot a párna körül a tépőzáras végek egymáshoz rögzítésével.
- Igazítsa el a légszelepeket mindkét oldalon, és óvatosan helyezze őket a huzatba.
- Helyezze a huzat szürke, csúszásgátló oldalát lefelé, az ülőfelület felé.

Megjegyzés

Két légkamrás párna esetében:

Keresse meg mindkét légkamra szelepét, majd helyezze a pumpatömlő véget a szelepekbe. Kézi pumpálással töltsen fel a légkamrákat addig, amíg el nem éri a kívánt nyomáscsökkentő (tehermentesítő) szintet. A párna két oldalának nyomása külön-külön is szabályozható a levegő mennyiségének növelésével vagy csökkentésével az egyes kamrákban.

A GM antidecubitus ülőpárnát úgy kell elhelyezni a használni kívánt felületen, hogy a sötétszürke, csúszásgátló réteggel borított felsőrésszel legyen alul és az alsó rész lekerekített sarkai helyezkedjenek el a hátsó részen.



Figyelem!

A párna teljes leeresztése során az összes levegőt ki kell engedni a párnából! **A párnát nem szabad túlfújni, vagy addig pumpálni, míg teljesen feszes lesz!** Ügyeljen rá, hogy használat során **mindig legyen benne elég levegő, a cellák alja ne érjen hozzá az alaphoz!**

TISZTÍTÁS – FERTŐTLENÍTÉS - JAVÍTÁS

A párna huzata langyos, semleges szappanos vízben vagy mosógépben 30 °C-on mosható. A felfújható párna langyos, szappanos vízzel benedvesített puha ruhával tisztítható. Ne használjon meleg vagy forró vizet!



Figyelem!

Kövesse a címkén lévő kezelési utasításokat!

A huzat mosása előtt vegye ki a párnát a huzatból! Ne használjon dörzshatású tisztítószeret és oldószert! A tisztítás végezetével a felfújható részt teljesen szárazra kell törölni!

Ne tegye ki közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy egyéb hőhatásnak!

A párna javítását bízza szakemberre, forduljon a gyártóhoz!



Gyártó és Forgalmazó
Patella-96 Kft.
 HU-2045 Törökbálint Kisfaludy u. 49-1.
www.gmed.hu | www.epapucs.hu
info@patellamedical.hu



Egy légkamrás 40x40 cm	 5 999542 971419
Két légkamrás 40x40 cm	 5 999542 971426
Két légkamrás 40x45 cm	 5 999542 971433

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A kötelező jótállás időtartama a termék eladási árától függően: 10 000 Ft-ot elérő, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év; 250 000 Ft feletti eladási ár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napján kezdődik. Ha a fogyasztási cikket a vállalkozás vagy annak megbízottja helyezi üzembe, a jótállási idő kezdő időpontja az üzembe helyezés napja. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállási idő kezdő időpontja az átadás napja.

A jótállás korlátai: Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) és a megfelelő üzemben tartás is,
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

A rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező, jogszabály szerint hibás teljesítésnek minősülő meghibásodásokra a fogyasztót megillető jótállási jogok vonatkoznak. A fogyó- vagy kopóalkatrészek természetes elhasználódása önmagában nem minősül hibás teljesítésnek. Ez azonban nem érinti azt az esetet, amikor a fogyó- vagy kopóalkatrész a teljesítés időpontjában hibás volt.

A fogyasztó jótállási jogai

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérlet alkalmával, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a jótállási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríteni.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga javíttathatja vagy mással javíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a kijavítás vagy kicserélés várható időtartamáról.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – az járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, illetve a jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testülethez fordulás lehetősége nem érinti a fogyasztó egyéb jogszabályon alapuló jogait.

A jótállási igény érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges lehet, azonban a jótállási jegy szabályszerű átadásának elmaradása a fogyasztó jogait nem szünteti meg. A szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A vállalkozás a fogyasztó jótállási vagy szavatossági igényéről a jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. Ha a vállalkozás a fogyasztó által bejelentett jótállási vagy szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról is – a fogyasztót nyolc napon belül, igazolható módon értesíti. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

A fogyasztó részére értékesítő üzlet/telephely neve és címe:

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft., 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Termék megnevezése és típusa: GM antidecubitus ülőpárna: egy légkamrás / két légkamrás 40x40cm/40x45cm

Termék gyártási száma/Termékazonosító:

A javítás elkészültének időpontja:

Gyártó neve és címe: (amennyiben nem azonos a vállalkozással)

Vásárlás időpontja:

A termék vételára:

A termék fogyasztó részére való átadásának* vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja (* a megfelelő aláhúzendő):

Javítószolgálat, szerviz neve és címe: Patella-96 Kft., 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Javítószolgálat, szerviz elérhetősége: reklamacio@patellamedical.hu

Aláírás, P.H.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

A termék javításra történő átvételének időpontja:

A hiba leírása:

A javítás módja:

A javítás elkészültének időpontja:

A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:

A javítószolgálat megnevezése és címe:

A javítást végző személy neve:

Aláírás, P.H.

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

A kicserélés időpontja:

A kicserélt termék megnevezése és típusa:

A kicserélt termék gyártási száma/termékazonosítója:

Az új termék megnevezése és típusa:

Az új termék gyártási száma/termékazonosítója:

A fogyasztó részére történő átadás időpontja:

Aláírás, P.H.