



Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a magasságbeállítás egyenletes helyzetét!  
A lábaknak mind a négy támaszpontra kell nehezedniük.  
Terhelhetőség 136 kg.

Tanácsok a tisztításhoz és az ápoláshoz:

1. A tisztításhoz csak az általános tisztítószerket használja.
2. Ne alkalmazzon csiszoló, súroló vagy oldószeres tisztítási módszereket!

Gyártó és forgalmazó:  
**Patella – 96 Kft.**  
2045 Törökbálint,  
Kisfaludy u. 49 – 1.  
Web: [www.gmed.hu](http://www.gmed.hu)  
Web: [www.gyogybolt.hu](http://www.gyogybolt.hu)  
Web: [www.epapucs.hu](http://www.epapucs.hu)  
E-mail: [info@patellamedical.hu](mailto:info@patellamedical.hu)  
Tel.: +36 1 248-5300

Distributor:  
**SC Vital Logistic Srl.**  
540210 Tirgu Mures  
Str Gheorghe Doja nr 177,  
Corp C1-C2 Parter, Romania  
Web: [www.vital-logistic.ro](http://www.vital-logistic.ro)  
E-mail: [comenzi@vital-logistic.ro](mailto:comenzi@vital-logistic.ro)  
Tel.: +40 265-265-268

