

15.7*9.8*2.5 cm

HU

A GMed bambusz szorítók könnyű, 4 irányban rugalmas kivitelben, bambusz szénnel készülnek. A szén erős légáteresztő tulajdonságának köszönhetően hozzájárulhat a megfelelő szellőzéshez, és a nedvesség elvezetéshez. Hőmérséklet szabályzó hatásának köszönhetően, viselete hideg időben ideális gondoskodás lehet ízületeink számára.

Latex szál alapanyaga elősegíti a megfelelő illeszkedést, így körülölelheti a bokát. Minőségi, tartós, kötött, sarok részénél nyitott kialakítása hozzájárulhat a maximális kényelméhez. A bokaizület melegen tartását, a vérkeringést segíti. Támogatást biztosíthat az ízületek és izmok számára, így csökkentheti a fájdalmat. Használható sportoláshoz, mindennapi használatra, ízületi sérülések megelőzésére.

Figyelem!

Viselés során esetlegesen felmerülő bőr allergia, irritáció esetén, hagyjon fel a használatával és egyeztessen orvosával!

Összetétel:

Bambusz szén, nejlón, spandex, latex szál



Tisztítási útmutató:

Tisztítsa kézzel, enyhén szappanos, langyos vízzel! Ne vasolja! Ne szárítsa ruhaszárító gépben! Ne használjon fehérítőt! Szellős helyen szárítsa, közvetlen hőforrástól távol!

RO

Orteza de sustinere GMed este fabricată din material ușor cu fir din bambus, flexibil cu întindere în 4 direcții, tratat cu cărbune de bambus. Datorită permeabilității puternice la aer a cărbunelui, acesta contribuie la o ventilație adecvată și la eliminarea umezelii. Datorită efectului său de reglare a temperaturii, purtarea pe vreme rece poate fi o îngrijire ideală pentru articulații.

Materialul de bază din fibră de latex are o compresie adecvată, astfel încât să sustină corect glezna. Designul tricotat de înaltă calitate, durabil contribuie la confortul dvs. maxim. Menține în cald articulația gleznei și favorizează circulația sângelui. Oferă sprijin articulațiilor și mușchilor, reducând astfel durerea. Poate fi folosit pentru sport, pentru utilizarea de zi cu zi, pentru a preveni leziunile articulare.

Atenție!

În caz de alergii ale pielii sau iritații care pot apărea în timpul utilizării, încetați să mai imbracați orteza și consultați medicul pentru alta recomandare!

Compoziție:

Cărbune de bambus, nailon, spandex, fir de latex

Instrucțiuni de curățare:

Curățați manual cu săpun și apă caldă. Nu calcați! Nu uscați în mașina de uscat rufe! A nu se folosi înălbitor! Uscați în loc ventilat, departe de sursele directe de căldură!

Verziószám:
GMed bambusz bokaszorító -
2024/06/25



Distribuitor:
SC Vital Logistic Srl.

5/40210 Tirgu Mures, 177
Str. Ghazargiu Dor
Corp. EU-Log-Patell
Bomaria
www.vital-logistic.ro
comenzi@vital-logistic.ro
+40 265-265-268

A megfelelő méret, a boka feletti mért körméret alapján választható.
Mărimea potrivită poate fi aleasă pe baza circumferinței gleznei.

XL	30.5 CM - 35.6 CM
L	25.4 CM - 30.5 CM
M	20.3 CM - 25.4 CM
S	15.2 CM - 20.3 CM

HU
Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel, kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket, jelenben, kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lételemelési helye szerinti legáltalános illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyászatok és Elősegítés-egészségügyi Intézet.
Va rugám tá rőpőti cő evententele neastăptate cu dispozitivul, trebuie raportate producătorului și autorității competente a utilizatorului și / sau a statului membru de stabilire a pacientului. Autoritatea competentă din România: ANMDM - Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România.

GMed BAMBUSZ BOKASZORÍTÓ ORTEZĂ DE GLEZNĂ GMed CU FIR DIN BAMBUS



S	M	L	XL



Gyártó és forgalmazó:
Patella - 96 Kft.
2045 Törökbalint, Kisfaludy u. 49 - 1.
www.gmed.hu
www.gyogybolt.hu
www.epapucs.hu
info@patella.medical.hu
+36 1 248-5300